

ООО “ФРИТАТО ГРУПП”

**Программа для ЭВМ «Мобильное приложение Android Гармония
Речи»**

Инструкция по установке

Ростов-на-Дону, 2025

АННОТАЦИЯ

Настоящая инструкция по скачиванию, установке содержит указания по скачиванию, установке программного обеспечения “Мобильное приложение Android Гармония Речи” (далее – программное обеспечение, мобильное приложение, приложение, программа для ЭВМ).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1. Требования к составу и параметрам технических средств	4
1.2. Требования к установленному общесистемному программному обеспечению	4
2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	5
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Требования к составу и параметрам технических средств

1.1.1. Требования к аппаратному обеспечению пользователя

Требования к пользовательскому аппаратному обеспечению для работы с программой не предъявляются. Мобильное приложение построено на VIPER-архитектуре и не имеет аппаратной платформы, доступ к данным с сервера осуществляется через API типа REST HTTP.

1.1.2. Требования к пользовательской платформе

Для бесперебойной работы мобильного приложения требуется мобильное устройство с доступом в глобальную сеть Интернет и минимальными техническими требованиями:

- центральный процессор на ARM-архитектуре;
 - 1 ГБ оперативной памяти;
 - 1 ГБ свободной постоянной памяти для установки и функционирования приложения;
 - цветной сенсорный экран размером от 4,5 дюймов, разрешением HD и выше.
- Рекомендованная входящая/исходящая скорость соединения – от 256 килобит/с.

1.2. Требования к установленному общесистемному программному обеспечению

Для корректной работы мобильного приложения на платформе Android необходима операционная система версии 14 и в

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Установочные файлы Мобильного приложения “ Мобильное приложение Android Гармония Речи ” доступны для скачивания в специализированном магазине мобильных приложений для Android - RuStore, как показано на рис. 1.




Рисунок 1 – Страница ПО “Мобильное приложение Android Гармония Речи” в RuStore

Для установки Мобильного “Мобильное приложение Android Гармония Речи” на мобильное устройство нажмите “Установить”.

Процесс установки Мобильного приложения “Мобильное приложение Android Гармония Речи” ничем не отличается от установки других приложений из магазина мобильных приложений RuStore.

После завершения процесса установки, на рабочем столе мобильного устройства появится иконка приложения. Приложение автоматически не запускается.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После установки мобильного приложения на рабочем столе появится его иконка (рис. 2). Для запуска мобильного приложения нажмите на иконку приложения и дождитесь, пока оно откроется. Если при открытии приложения возникли неполадки, удалите приложение и установите его заново (согласно п. 2).



Рисунок 2 - Вид приложения на экране устройства

После запуска мобильного приложения пользователь увидит стартовую заставку (рис. 3), далее откроется форма входа (рис. 4).




Рисунок 3 – Стартовая заставка приложения




Рисунок 4 – Авторизация (по умолчанию)